

## **CAMILLA AMBULANCIA CON COLCHON INCLUIDO.**

Ref. YXH-3B



Pos. Alta 190 x 55 x 92cm  
Pos Baja 192 x 55 x 25cm  
Peso 40 Kgs  
Carga Max. 159 Kg  
Angulo max 7°

### **Descripción detallada del producto:**

-Fabricada en aleación de aluminio de alta resistencia.

-Incluye un colchón de espuma.

El respaldo ajustable hace que el paciente se sienta cómodo.

-Muy fácil de usar, una persona es suficiente para poner al paciente en la camilla de la ambulancia.

-Las patas plegables mecánicas están controladas por las asas en ambos extremos de la camilla.

-Las patas se pueden plegar debajo de la camilla automáticamente cuando se carga en el vehículo.

-También la camilla se puede bloquear con los dispositivos de fijación cuando está en el coche de la ambulancia.

-Este tipo de camilla se caracteriza por ser antiséptica ligera, duradera y fácil de esterilizar.

