

CAMILLA CUCHARA ALUMINIO EXTENSIBLE Y PLEGABLE.

Ref. 630



TAMAÑO: 210 x 44 x 6 cm

TAMAÑO PLEGADA: 120 x 44 x 9 cm

PESO: 8 Kg

CARGA MÁXIMA: 159 Kg

INCLUYE: DOS CORREAS

F-630



Camilla de emergencia de tipo separable para ambulancia para transferir pacientes fracturados y graves.

Equipado con una bisagra de embrague en el medio de ambos extremos, que puede separar la camilla en dos partes.

El paciente se puede colocar rápida y fácilmente en la camilla y también se puede sacar la camilla de la espalda del paciente sin moverlo.

La longitud de la camilla se puede ajustar según el cuerpo del paciente.

El reposapiés está diseñado como una estructura de marco estrecho.

Fabricada en aleación de aluminio de alta resistencia.

Se caracteriza por ser liviano, de tamaño pequeño, fácil de transportar, de uso seguro y fácil de esterilizar y limpiar.

