

CAMILLA CUCHARA / PALAÇ
Ref. YXH-4D



Xiehe Medical



- Radio transparente
- Fácil de usar y limpiar.
- El bloqueo de seguridad gemelo proporciona bloqueo y desbloqueo sin problemas
- Fabricado en polímero tratado térmicamente
- Cuatro diferentes longitudes disponibles dependiendo de la altura del paciente.
- Tiene una sección de la cabeza rebajada para garantizar que la alineación cervical del paciente esté protegida
- Peso 7 Kgs
- Carga max 159 Kgs
- 162 x 44,5 x 7 cm
- 120 x 44,5 x 7 cm

