

CAMILLA DE RESCATE LECCO 2.0

Ref. K870040000KK



Las principales características son:

- Nueva y cómoda bolsa de transporte reforzada que permite una estiba ultrarrápida; equipada con una etiqueta personalizable para una rápida identificación.
- Lista para usar en menos de un minuto montada por un solo operador
- Bastidor y tejido premontados, sin componentes que puedan perderse.
- Bastidor dividido en 3 segmentos.

- Nuevos mangos ergonómicos con sección variable (oval-redondo) para una distribución de la carga en los hombros y un transporte más cómodo.
- Cremallera de tejido con 4 deslizadores que permite una apertura parcial para la inspección y el manejo de la persona lesionada.
- Cremallera adicional en el lado dos pies.
- Visera transparente que permite de mantener el contacto visual con la persona lesionada.
- Amplia gama de accesorios que garantizan la máxima fiabilidad en las diferentes condiciones de uso.

Su longitud, mangos incluidos, es de 3.1 metros. Sin mangos y de 2.0 metros de longitud.

Desmontada e introducida en la mochila de transporte, tiene un volumen de 85x55x22 centímetros.

El peso es de 16 kg (bolsa excluida).