

CAMILLA NIDO 1 PIEZA – CAMILLA DE RESCATE FERNO

BASKET 71

REF. 0107100



La camilla para cesta Ferno Model 71 está fabricada con un armazón de polietileno de alta densidad soportado por un armazón de aluminio de alta resistencia y fijación permanente.

Los soportes y agarraderas moldeados facilitan su manejo, y las arandelas de latón se encuentran estratégicamente ubicadas para un uso rápido con la brida de elevación ajustable modelo 418-1 (siempre se deben usar líneas para levantar la camilla de la cesta).

El caparazón es químico, resistente a los rayos UV, a la corrosión y a la corrosión, y una almohadilla de espuma de celda cerrada reemplazable se sujeta dentro de la camilla para mayor comodidad del paciente. Cuatro sistemas de retención de pacientes de liberación rápida de 5 pies son fáciles de usar y permiten a los rescatadores cambiar fácilmente la posición de las correas para adaptarse a cada paciente.

MACA DE 1 PEÇA - MACA DE RESGATE

FERNO

BASKET 71

A maca cesta Ferno modelo 71 é feita de uma estrutura de polietileno de alta densidade suportada por uma estrutura de alumínio de alta resistência e fixação permanente.

Suportes moldados e alças facilitam o manuseio, e arruelas de latão são colocadas estrategicamente para uso rápido com o Freio de Elevação Ajustável Modelo 418-1 (linhas sempre devem ser usadas para levantar a maca da cesta).

O invólucro é resistente a produtos químicos, UV, corrosão e corrosão, e uma almofada de espuma de célula fechada substituível é inserida na maca para maior conforto do paciente. Quatro sistemas de retenção de 5 pés de liberação rápida são fáceis de usar e permitem que os socorristas alterem facilmente a posição das correias de acordo com cada paciente.