

## **CAMILLA NIDO – 1 PIEZA. SPENCER.**

Ref. ST04000



Con tres correas de sujeción para el paciente y hebillas de afloje rápido

Apoya - pies

Colchoneta

Cuerda perimetral

### **Características específicas**

El cuerpo de una sola concha hace que sea extremadamente segura y fácil de manejar

Marco perimetral proporciona rigidez y permite tener un firme control sobre las asas Orificios para enganchar mosquetones

Cuerda perimetral para la fijación de los cinturones y de otros accesorios la forma de la parte inferior del cuerpo reduce la fricción en el caso de arrastre en el suelo

Colchón para aumentar el confort del paciente

Apoyapiés Poggiapiedi para mejorar la contención

**Datos técnicos**

Longitud 2150 ± 10 mm

Larghezza 650 ± 10 mm

Ancho 200 ± 10 mm

Número de asas laterales 12

Materiales PE, PP, Al

Peso (sin accesorios de serie) 12,5 ± 0,5 kg

Capacidad 280 kg

DM de clase I de acuerdo con la Dir. 93/42/CEE SPENCER SHELL CAMILLA  
CANASTA TIPO SHELL NARANJA. ST04000A Clasificación CND V0899 ID de  
registro 171960