

CAMILLA RESCATE PETZL NEST

Ref. S61

La camilla NEST ha sido desarrollada en colaboración con el grupo de rescate Secours Spéléo Français. Permite transportar a un herido en posición horizontal, vertical o inclinada. También está adaptada a todos los rescates técnicos con cuerda, en particular, a los realizados en espacios confinados.

Descripción

- Permite transportar a un herido en posición horizontal, vertical o inclinada, para adaptarse a todos los terrenos accidentados y estrechos.
- Arnés de sujeción completo integrado en el interior de la camilla para asegurar al herido. Colores diferentes para evitar cualquier error en la instalación.
- Hebillas autobloqueantes DoubleBack para una regulación fácil y rápida.
- Placa dorsal de deslizamiento de plástico rígido y sin rugosidades.
- Colchoneta de confort para la espalda del herido.
- Listones rígidos amovibles para reducir el volumen de la camilla durante el transporte.
- Accesorio opcional: dispositivo de equilibrado STEF que permite inclinar fácilmente la camilla en función del terreno disponible.

Características

- Materiales: TPU, poliamida, polietileno y aluminio
- Peso: 12800 g



- **Medidas: 200 x 50 x 5 cm**
-

Maca de resgate Petzl Nest

A maca NEST foi desenvolvida em colaboração com o grupo de resgate Secours Spéléo Français. Permite o transporte de uma vítima em posição horizontal, vertical ou inclinada. Também é adequado para todos os resgates técnicos com corda, especialmente aqueles realizados em espaços confinados.

Descrição

- ♣ **Permite que a vítima seja transportada na posição horizontal, vertical ou inclinada, para se adaptar a todos os terrenos acidentados e estreitos.**
- ♣ **Arnês de contenção completo integrado no interior da maca para proteger o acidentado. Cores diferentes para evitar qualquer erro na instalação.**
- ♣ **Fivelas de travamento automático DoubleBack para ajuste rápido e fácil.**
- ♣ **Placa traseira deslizante de plástico rígido sem rugosidade.**
- ♣ **Tapete de conforto para as costas do acidentado.**
- ♣ **Lâminas rígidas removíveis para reduzir o volume da maca durante o transporte.**
- ♣ **Acessório opcional: Balanceador STEF que permite inclinar facilmente a maca conforme o terreno disponível.**

Características

- ♣ **Materiais: TPU, poliamida, polietileno e alumínio**
 - ♣ **Peso: 12.800 g**
 - ♣ **Medidas: 200 x 50 x 5 cm**
-

Petzl Nest rescue stretcher

The NEST stretcher has been developed in collaboration with the Secours Spéléo Français rescue group. It allows transporting a casualty in a horizontal, vertical or inclined position. It is also suitable for all technical rope rescues, particularly those carried out in confined spaces.

Description

- ♣ Allows a casualty to be transported in a horizontal, vertical or inclined position, to adapt to all rough and narrow terrain.**
- ♣ Complete restraint harness integrated into the interior of the stretcher to secure the injured person. Different colors to avoid any mistake in the installation.**
- ♣ DoubleBack self-locking buckles for quick and easy adjustment.**
- ♣ Rigid plastic sliding back plate without roughness.**
- ♣ Comfort mat for the injured person's back.**
- ♣ Removable rigid slats to reduce the volume of the stretcher during transport.**
- ♣ Optional accessory: STEF balancing device that allows the stretcher to be easily tilted depending on the available terrain.**

features

- ♣ Materials: TPU, polyamide, polyethylene and aluminum**
- ♣ Weight: 12800 g**
- ♣ Measurements: 200 x 50 x 5 cm**