

CAMILLA NIDO 1 PIEZA – FERNO – SISTEMA ARNES DE ELEVACION PARA CAMILLA 71

Ref. 0312390



Eslinga de elevación de la cesta camillas cuatro literas con mosquetones preconectados y diseñados especialmente para ser capaz de levantar con un sistema baricentro del tobogán camilla serie FERNO 71.

Características técnicas:

- **Mosquetones de acero preconectados**
- **Apertura de los mosquetones dedicados a los anclajes de la serie FERNO 71**
- **Código de color para una identificación inmediata de la dirección de anclaje**
- **Mosquetones de cierre automático**