

SISTEMA MONOBLOCK: ARNES + MUÑEQUERAS + TOBILLERAS

Ref. SVT3710 SALVAFASST TRANSFER .
 SVT3720 SALVAFASST MUÑEQUERA CON VELCRO - TALLA M
 SVT3730 SALVAFASST TOBILLERA CON VELCRO - TALLA M



Referencias:

Código	Talla	Base	Muñequeras	Tobilleras
SVT3710	Única	172 x 45	15 x 30	20 40

Envase:

- 1 salvafast transfer
- 1 bolsa de transporte

Innovador sistema para una rápida y segura contención y transferencia de pacientes alterados, violentos, agresivos o desorientados, para camillas de emergencia.

Permite, en situaciones de emergencia, la transferencia del paciente a otra camilla o cama sin necesidad de liberar la contención.

Está formado por una resistente base deslizante con un conjunto de arnés, muñequeras y tobilleras con sistema de cierre de doble cierre textil autoadherente.

Está fabricado en una sola pieza y especialmente diseñado para la utilización en todo tipo de camillas de emergencia.