

SISTEMA UNIVERSAL DE CORREAS TIPO ARAÑA PARA TABLERO ESPINAL – SPIDER STRAP

Ref. 446000

Sistema de correas especiales de inmovilización integral para tablero espinal, toma 10 puntos de sujeción, son de nylon reforzado y se fijan con velcros, es efectivo para todos los modelos de tableros, con este sistema se puede poner al paciente en cualquier posición incluido boca abajo, perfecto para extraer heridos desde accesos difíciles

UNIVERSAL SYSTEM OF SPIDER STRAPS FOR SPINAL BOARD - SPIDER STRAP

System of special integral immobilization straps for spinal board, it takes 10 fastening points, they are made of reinforced nylon and are fixed with velcro fasteners, it is effective for all models of boards, with this system the patient can be put in any position including face down, perfect for extracting casualties from difficult accesses.

