

TABLERO ESPINAL FIBRA “ROCK PIN”.

Ref. ST02010

Spencer Rock puede adaptarse a cualquier persona, desde un niño de 25 kg hasta un adulto de gran compleción.

Puede ser colocado en una camilla-nido.

El levantamiento del tablero resulta facilitado gracias a las empuñaduras expresamente creadas para maximizar la distancia del suelo.

Utilizable en salvamento acuático, de montaña y en carretera. En las asas laterales se han incorporado pernos radio-compatibles que permiten efectuar ágilmente las operaciones de enganche desenganche rápido y seguro de los cinturones de inmovilización de la víctima con terminales en forma de mosquetones.

Dimensiones 1840 x 445 x 50 ± 10 mm

Nº de asas 16 Nº de pines 14

Capacidad de carga 350 kg

Peso 7,5 ± 0,2 kg

