


## **TABLERO ESPINAL FIBRA “SPINE BOARD” NARANJA LARGO.**

Ref. YCH-1A6A



Se entrega con dos correas de sujeción de paciente con hebilla de pvc de afloje rápido:

La tabla de espina dorsal se usa comúnmente para el transporte seguro e inmóvil con lesiones graves.

También se usa junto con inmovilizador de cabeza.

Fabricado en plástico de ingeniería de alta resistencia, esta tabla de espina dorsal es duradera, antienviejamiento, muy resistente y fácil de almacenar.

**El tablero plástico de la espina dorsal no puede ser utilizado como dispositivo flotable.**

**TAMAÑO: 183 x 45 x 5cm**

**PESO: 7,5 Kg**

**CARGA MÁXIMA: ≤159 Kg**