

TABLERO RCP

Ref. RB70000A



Realizado en polietileno de alta densidad, con un doble esqueleto continuo
Ligero y resistente a la compresión.

De fácil uso, es muy útil en el entrenamiento de la reanimación cardio-pulmonar
de los socorristas.

Indispensable sobre las camillas de las ambulancias durante el transporte de
los pacientes críticos y en todos los departamentos hospitalarios para poder
practicar rápidamente la RCP.

Su estructura compacta permite una fácil limpieza.

Made of high-density polyethylene, with a double continuous skeleton
Lightweight and resistant to compression. Easy to use, it is very useful in the
training of cardiopulmonary resuscitation of first responders.

Indispensable on ambulance stretchers during transport of critical patients and in all hospital departments to be able to quickly practice CPR.

Its compact structure allows easy cleaning.