

VITRINA DE EXTERIOR DE POLIESTIRENO

Alta calidad

- Realizada en poliestireno de alta resistencia
- Protege el DEA ante cualquier tipo de clima
- 100% resistente al agua y al polvo
- Bien sellada con con cierres y bisagras de acero inoxidable

Dimensiones

- Dimensiones internas:
28 x 32 x 18 cm
- Dimensiones externas:
34 x 40 x 20 cm

Opciones

- Alarma acústica
- Marcado a medida del cliente
- Inclusión de precinto
- Calefacción (24V)



Especificaciones

Ref.	Descripción	Interior de aluminio	Alarma	Cerrable (con precinto o candado)	Calefacción (24V)
182	Vitrina plastic resistente al clima (sin calefacción)	✓	✓	✓	
184	Vitrina plastic resistente al clima con calefacción (24V)	✓	✓	✓	✓