

PLUS



 **ROTAID**TM
AED CABINETS

ROTAID PLUS

FICHA DE PRODUCTO

El Rotaïd Plus es un vitrina de pared DEA sólido y duradero que garantiza un almacenamiento reconocible y sostenible de su dispositivo DEA. Su diseño y característica forma redonda hacen que sea fácil de encontrar y que, con un simple movimiento giratorio, se tenga acceso al DEA. La cubierta viene con el logotipo universal del desfibrilador y con flechas indicativas que no dejan lugar a dudas.



El vitrina se puede abrir con un movimiento giratorio intuitivo que retira la cubierta entera. Así, el usuario tiene pleno acceso al DEA que se encuentra en un soporte, facilitando una disposición fácil y rápida. La cubierta está unida a la placa posterior con una correa y no requiere mayor atención por parte del usuario. El gancho de acero inoxidable en la parte inferior del vitrina sirve para fijar precinto, etiquetas u otros accesorios.

La cubierta, equipada con flechas indicativas y ranuras para un agarre óptimo, está hecha 100% de policarbonato. Con un grosor de 5 milímetros ofrece una protección sólida y garantiza un alto grado de resistencia al polvo y al agua. Además, la cubierta cuenta con filtros UV para ofrecer protección frente a los rayos solares directos e indirectos.



Un sistema de alarma sonora avisa a las personas presentes y se activa al abrir la cubierta. Funciona con dos pilas AAA y, por lo tanto, no necesita electricidad.



Gracias a las técnicas modernas de producción y la utilización de materiales reciclados, el Plus cumple con los requisitos más altos en cuanto a la sostenibilidad ambiental.

ROTAID PLUS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Medidas

Largo **47 cm** Ancho **47 cm** Fondo **18 cm** Peso **1,7 kg**
Largo **18,5"** Ancho **18,5"** Fondo **7,1"** Peso **3,75 lb**

Envasado de forma individual, materiales de fijación incluidos.

ROTAID PLUS

HOJA DE ESPECIFICACIONES

APLICACIÓN: Uso en interiores. **ADVERTENCIA:** ¡No apto para uso en exteriores!

MEDIDAS Largo **47cm/18,5"** Ancho **47cm/18,5"** Fondo **18 cm/7,1"** Peso **1,7 kg/3,75 lb**

PLACA POSTERIOR

ABS (acrilonitrilo butadieno estireno) 100% reciclado, 4 mm de grosor.

Sólido soporte de aluminio con adaptador de montaje para 2 pernos DIN 912 8.8 EV M6x80 (incluidos) para una colocación óptima del desfibrilador.

Sólido gancho de acero en la parte inferior para fijar precinto de seguridad, instrucciones u otros accesorios.

5 posiciones de montaje para una fijación segura. Incluye 5 tornillos DIN 7981 A2 5,5 x 60mm y 5 anillos DIN 9021 A2 M6x18x1,6mm para la instalación en todo tipo de paredes.

CUBIERTA

Polycarbonato 100% reciclado, 5mm de grosor, verde teñido y semi transparente, con filtros UV para garantizar una protección contra los rayos UV y una transparencia de larga duración.

Una correa de nylon une la cubierta con la placa posterior. La correa de nylon mide aproximadamente 15,75 pulgadas de largo y 2 pulgadas de ancho y cuenta con anillos de latón.

4 flechas indican cómo abrir el aparato.

6 ranuras proporcionan un buen agarre para una apertura rápida y sólida.

Colores disponibles: verde

SISTEMA DE ALARMA

El sistema sonoro de 90dB, accionado por un pequeño imán de baja potencia en la cubierta, tiene una carcasa de ABS y está preinstalado y fijado en la placa posterior.

La unidad de alarma funciona con 2 pilas AAA.

Encima de la alarma se encuentra un botón de reset para detener el sistema de alarma brevemente si fuera necesario.

EMBALAJE

Caja blanca, FEFCO 0201, que cumple los requisitos FSC.

Tamaño de la caja 50 x 50 x 25 centímetros / 19,7 x 19,7 x 9,8 pulgadas.

COMPATIBLE CON: Todas las marcas y tipos de AED